

Check!!

▶ 選べる対策資機材プラン

11月30日(火)までの期間中に申請完了の飲食店には、選べる対策資機材を配布します。

対策資機材申込期間 令和3年8月31日(火)～11月30日(火)までの申請 (あいスタ認証制度の申請は、対策資機材申請期間終了後も受け付けております。)

●・・・飲食店感染防止対策50項目関連項目 ※資機材配付のみで対策できているとみなしません。現地調査をもとに認証審査を行います。



Aプラン CO₂センサー 48

- 配付資機材** CO₂センサー(1台)
- 商品説明** 検証実験により高品質を評価された商品
- 使用方法** 換気を徹底するにあたり、CO₂センサーの使用等により、CO₂濃度1,000ppm以下となるよう換気状況を把握し、記録表等で管理する
- 製品仕様** 計測範囲:0～5,000ppm、表示機能:CO₂濃度、温度、湿度
※CO₂センサーは製造から行うため、他の対策資機材よりも発送までにお時間をいただきます。

自由自在に
組み合わせ可能!
どんなテーブル・
カウンターにも
設置できます



使用イメージ

Bプランパーティション(アクリル板) 9

- 配付資機材** パーティション(5枚)
 - 商品説明** 極力座席数を減らさず、設置ができる、自立式のパーティション
 - 使用方法** 飲食時、対人距離確保・飛沫防止のために人と人との間を物理的に区切るようにパーティションを設置
 - 製品仕様** サイズ:縦600/横300/厚さ3/自立式(足付き)
- パーティション設置例(テーブル席)** 平均的店舗幅約900-1200cm
- 2人席: 500mm x 500mm
 - 4人席: 750mm x 1200mm
 - 6人席(4名にて利用): 900mm x 1300mm
- 正面と隣席にパーティションが設置され、座席数を減らすことなく4名席に4名着席できます。

Cプラン 非接触検温器(管理医療機器) 21



3色に
光ります

- 配付資機材** 非接触検温器(1台)
- 商品説明** 触れずに体温が測れる測定精度の高い非接触検温器です。また、測定結果を3色で瞬時にお知らせします
- 使用方法** 額から3-5cmほど離して測定
- 製品仕様** 測定範囲:生体測定モード(体温)32.0-42.9℃ ※電池別売り

Dプラン 感染防止対策消耗品セット

2 11 14 15 18 19 24 26 31 33 41 46



- 配付資機材** エタノール消毒液(1L×2本)、ハンドソープ(500ml×2本)、多用途洗剤除菌剤(5L)、ペーパータオル(200枚×2箱)、ビニール手袋(100枚×1箱)
- 使用方法** 手指消毒用:エタノール消毒液・ハンドソープ/モノ消毒用:多用途洗剤除菌剤
- 成分** エタノール消毒液・・・エタノール76.9～81.4vol%/ハンドソープ・・・イソプロピルメチルフェノール/多用途洗剤除菌剤・・・界面活性剤、除菌剤、安定剤
- 製品仕様** ペーパータオル:2枚重ね、厚手タイプ、天然パルプ100%使用/ビニール手袋:Mサイズ(全長25cm、手のひら幅9.7cm)粉なし/材質:ポリ塩化ビニル

Eプラン 足踏み式消毒スタンド 43



- 配付資機材** 足踏み式消毒スタンド(1台)(消毒液付き、お様が使いやすい高さまで調節可能)
- 商品説明** ノータッチの足踏み式だから安全・安心!ムラなく適量の消毒液を噴射します。
- 使用方法** 消毒液の入ったボトルを設置し、足踏み式で手指消毒を行います
- 製品仕様** 幅×奥行×高さ:330mm×430mm×1,169mm、重さ:約3.2kg(マット含む)

※各プラン、申込状況により配付資機材の内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。※申請後、配付資機材の変更は、受け付けません。



すべての
プラン

あいスタ認証オリジナル 44
マスクケース(500枚)が付いています!

